

Witepsol® H15

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 30038


Actifarm®
receptura+



Nowe podłoże
farmakopealne, półsyntetyczne podłoże
przeznaczone do sporządzania czopków
oraz globulek recepturowych

Tłuszcz stały *Adeps solidus*
dostępny pod nazwą **Witepsol® H15**

Właściwości: drobne, białe do białozółtych, przeświecające perelki, o temperaturze topnienia od 35°C

Dostępne gramatury:
25 g, 50 g, 100 g

Nr BLOZ:

25 g - **3560841**

50 g - **3560842**

100 g - **3560843**

Witepsol® H15

Przykładowe recepty:

Rp. Czopki p/bólowe, p/gorączkowe

Pyralgini 0,75
Witepsoli q.s.
M.f. supp. rect. D.t.d. No 12

D.S. 1-3 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki w zakażeniach beztlenowcami

Metronidazoli 1,0
Witepsoli q.s.
M.f. supp. rect. D.t.d. No 12

D.S. 1 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem bakteryjnym

Bismuthi subgallici 0,1
Neomycini sulfatis 0,25
Zinci sulfurici 0,02
Witepsoli q.s.
M.f. supp. rect. D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem zapalnym, świądem i bólem

Bismuthi subcarbonici 0,5
Ichthammoli 0,05
Prednisoloni 0,015
Procaini hydrochlorici 0,2
Witepsoli q.s.
M.f. supp. rect. D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na przewlekłe hemoroidy, czopki osłaniająco-kojące

Lignocaini hydrochlorici 0,15
Balsam Szostakowskiego 0,4
Witepsoli q.s.
M.f. supp. rect. D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Preparat nadaje się do długotrwałego stosowania
UWAGA! RECEPTA PEŁNOPIĘTNA

Rp. Czopki na ropne, bakteryjne choroby odbytu

Detreomycini 0,2
Witepsoli q.s.
M.f. supp. rect. D.t.d. No 12

D.S. 1 czopek doodbytniczo co 12 godzin.

Czopki i globulki wylane do form należy pozostawić do zestalenia w temperaturze pokojowej, NIE ZESTALAĆ W LODÓWCE!

Pozostawienie do zestalenia w lodówce, może powodować wewnętrzną deformację globulek i czopków - puste przestrzenie

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Rp. Globulki na mieszane zakażenia bakteryjno-grzybicze, z towarzyszącym świądem

Gentamycyni sulfurici	0,08
Prednisoloni	0,004
Clotrimazoli	0,2
Acidi borici	0,06
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę raz (na noc).

Rp. Globulki na mieszane zakażenia bakteryjno-grzybicze

Neomycyni sulfurici	0,25
Nystatini	200 000 j.m.
Acidi lactici	0,01
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę na noc.

Rp. Globulki na ostre zakażenia bakteryjno-pierwotniakowe

Metronidazoli	0,5
Detreomycyni	0,3
Acidi borici	0,1
Sacchari Lactis	0,15
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę na noc.

Rp. Globulki o działaniu regenerująco-odżywczym, po kuracji antybiotykowej

Acidi lactici	0,03
Vitamini E puri	0,04
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 24

D.S. 1 raz 1 globulkę na noc.

Rp. Hormonalna terapia zastępcza

Progesteroni	0,05 – 0,2
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. ściśle wg wskazań lekarza.

Rp. Nieswoiste zakażenia pochwy

Clindamycyni hydrochloridi	0,2
Acidi borici	0,06
Metronidazoli	0,5
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12 lub 24

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie 1 globulkę

AKTUALIZACJA: MARZEC 2025

Witepsol[®]H15 jest surowcem farmaceutycznym:

- dopuszczonym do obrotu zgodnie z Pozwoleniem nr 30038;
- przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

Dodatkowe zalety Witepsolu:

- surowiec nie wymaga przechowywania w lodówce,
- łatwo emulguje wodne roztwory substancji leczniczych,
- dobrze łączy się z substancjami pomocniczymi takimi jak: lanolina, parafina ciekła,
- swobodnie łączy się z witaminami A i E oraz roztworami olejowymi,
- sporządzone czopki i globulki nie wymagają przechowywania w lodówce o ile nie zawierają substancji termolabilnych (np. nystatyny),
- stanowi podłoże szczególnie przydatne do substancji podnoszących lub obniżających temperaturę topnienia albo wymagających dobrego rozproszenia lub zemulgowania,
- * czopki z Witepsolem H15 charakteryzują się dużą estetyką i korzystnymi właściwościami aplikacyjnymi,
- * Witepsol H15 wykazuje podobne właściwości do masła kakaowego pod względem wypełnienia formy (odnotowano przybliżone wartości standaryzacji matrycy dla obu podłoży).

Informacje dotyczące preparatyki Witepsolu:

- wykazuje zjawisko kontrakcji, dzięki czemu wykonane czopki bardzo łatwo wyjmują się z formy,
- sporządzanie czopków i globulek przy pomocy miksera recepturowego wymaga większych obrotów, ok. 7 - 9,
- wprowadzenie fazy wodnej i olejowej należy wykonać w momencie upłynnienia masy czopkowej.

*Podane informacje pochodzą z artykułu: „Podłoże czopkowe Witepsol H15 – nowy surowiec recepturowy”
Aptekarz Polski nr 151 marzec 2019

Podmiot odpowiedzialny:

Actifarm sp. z o.o.

Ul. Zajęcza 15

00-351 Warszawa

Tel.: +48 22 212 89 89

Fax: +48 22 212 87 16

E-mail: biuro@actifarm.pl

Oddział Kraków

ul. Bociana 22a

31-231 Kraków

Kody BLOZ:

Witepsol[®]H15

25g - 3560841

50g - 3560842

100g - 3560843

www.actifarm.pl