

Witepsol® H15

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.

Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30038**



Nowoczesne podłoże farmakopealne, półsyntetyczne przeznaczone do sporządzania czopków oraz globulek recepturowych, refundowanych na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

Tłuszcz stały *Adeps solidus* **dostępny pod nazwą **Witepsol® H15****

Właściwości: drobne, białe do białżółtych, przeświecające perełki, o temperaturze topnienia od 35°C

Dostępne gramatury:

25 g, 50 g, 100 g

Nr BLOZ:

25 g - **3560841**

50 g - **3560842**

100 g - **3560843**

Witepsol® H15

Przykładowe recepty:

Rp. Czopki p/bólowe, p/gorączkowe

Pyralgini	0,75
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 12

D.S. 1-3 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki w zakażeniach beztlenowcami

Metronidazoli	1,0
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 12

D.S. 1 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem bakteryjnym

Bismuthi subgallici	0,1
Neomycini sulfatis	0,25
Zinci sulfurici	0,02
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na hemoroidy ze stanem zapalnym, świądem i bólem

Bismuthi subcarbonici	0,5
Ichthammoli	0,05
Prednisoloni	0,015
Procaini hydrochlorici	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Czopki na przewlekłe hemoroidy, czopki osłaniająco-kojące

Lignocaini hydrochlorici	0,15
Balsam Szostakowskiego	0,4
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 24

D.S. 1 do 2 x dziennie 1 czopek doodbytniczo.

Preparat nadaje się do długotrwałego stosowania
UWAGA! RECEPTA PEŁNOPLATNA

Rp. Czopki na ropne, bakteryjne choroby odbytu

Detreomycini	0,2
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. rect.	D.t.d. No 12

D.S. 1 czopek doodbytniczo co 12 godzin.

Czopki i globulki wylane do form należy pozostawić do zestalenia w temperaturze pokojowej, NIE ZESTALAĆ W LODÓWCE!

Pozostawienie do zestalenia w lodówce, może powodować wewnętrzną deformację globulek i czopków - puste przestrzenie

Rp. Globulki na mieszane zakażenia bakteryjno-grzybicze, z towarzyszącym świądem

Gentamycini sulfurici	0,08
Prednisoloni	0,004
Clotrimazoli	0,2
Acidi borici	0,06
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę raz (na noc).

Rp. Globulki na mieszane zakażenia bakteryjno-grzybicze

Neomycyni sulfurici	0,25
Nystatini	200 000 j.m.
Acidi lactic	0,01
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę na noc.

Rp. Globulki na ostre zakażenia bakteryjno-pierwotniakowe

Metronidazoli	0,5
Detreomycini	0,3
Acidi borici	0,1
Sacchari Lactis	0,15
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12

D.S. 1 globulkę na noc.

Rp. Globulki o działaniu regenerująco-odżywczym, po kuracji antybiotykowej

Acidi lactic	0,03
Vitami E puri	0,04
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 24

D.S. 1 raz 1 globulkę na noc.

Rp. Czopki gojące z Balsamem peruwiańskim

Tannini	0,08
Benzocaini	0,3
Bismuthi subcarbonici	0,4
Balsami peruviani	
Ol. Ricini	aa 0,15
Witepsoli	q.s.
M.f. supp. anal.	D.t.d. No 24

D.S. 2 x 1 czopek doodbytniczo.

Rp. Nieswoiste zakażenia pochwy

Clindamycini hydrochloridi	0,2
Acidi borici	0,06
Metronidazoli	0,5
Witepsoli	q.s.
M.f.glob.vag.	D.t.d. No 12 lub 24

D.S. dopochwowo 1 (lub 2) x dziennie 1 globulkę.

Prezentowane składki leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Dodatkowe zalety Witepsolu:

- surowiec nie wymaga przechowywania w lodówce,
- łatwo emuluje wodne roztwory substancji leczniczych,
- dobrze łączy się z substancjami pomocniczymi takimi jak: lanolina, parafina ciekła,
- swobodnie łączy się z witaminami A i E oraz roztworami olejowymi,
- sporządzone czopki i globulki nie wymagają przechowywania w lodówce o ile nie zawierają substancji termolabilnych (np. nystatyny),
- stanowi podłoże szczególnie przydatne do substancji podnoszących lub obniżających temperaturę topnienia albo wymagających dobrego rozproszenia lub zemulgowania,
- * czopki z Witepsolem H15 charakteryzują się dużą estetyką i korzystnymi właściwościami aplikacyjnymi,
- * Witepsol H15 wykazuje podobne właściwości do masła kakaowego pod względem wypełnienia formy (odnotowano przybliżone wartości standaryzacji matrycy dla obu podłoży).

Informacje dotyczące preparatyki Witepsolu:

- wykazuje zjawisko kontrakcji, dzięki czemu wykonane czopki bardzo łatwo wyjmuje się z formy,
- sporządzanie czopków i globulek przy pomocy miksera recepturowego wymaga większych obrotów, ok. 7 - 9,
- wprowadzenie fazy wodnej i olejowej należy wykonać w momencie upłynnienia masy czopkowej,
- ** współczynniki wyparcia – wartości zbliżone do współczynników oleum cacao.

* Podane informacje pochodzą z artykułu: „Podłoże czopkowe Witepsol H15 – nowy surowiec recepturowy”
Aptekarz Polski nr 151 marzec 2019

** Wyznaczone doświadczalnie wartości współczynników wyparcia wybranych substancji leczniczych znajdują się w artykule: „Praktyczne aspekty stosowania podłoża Witepsol H15 w recepturze aptecznej” Farmacja Polska nr 7 rok 2023

Podmiot odpowiedzialny: