



Podłoże lipożelowe przeznaczone do sporządzania leków recepturowych i aptecznych.

Oleogel to podłoże lipofilowe posiadające postać żelu.

Powstałe poprzez usieciowanie parafiny ciekłej odpowiednim polimerem.

Właściwości: bezbarwny, półprzezroczysty, miękki żel, niezmywalny ze skóry za pomocą wody, zmywalny olejami tłustymi.

Dostępne gramatury:

50 g Nr BLOZ: **3644023**

100 g Nr BLOZ: **3644024**

250 g Nr BLOZ: **3644022**

Oleogel jest surowcem farmaceutycznym przeznaczonym do sporządzania leków recepturowych i aptecznych, które są refundowane na zasadach ogólnych dotyczących refundacji leków recepturowych.

Oleogel Surowiec farmaceutyczny

Przykładowe recepty:

Stany zapalne

Rp.

Hydrocortisoni	1,0 do 2,5
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1-2 x dziennie

Wskazania: Stany zapalne pochodzenia alergicznego z towarzyszącym świądem, liszaj rumieniowaty, rumień wielopostaciowy, łojotokowe zapalenie skóry, różne rodzaje wyprysku zwłaszcza wyprysk zliszajowaciasty.

Sposób wykonania: Hydrokortyzon zawiesić w Oleogelu.

Stany zapalne

Rp.

Acidi borici plv.	10,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1-3 x dziennie

Wskazania: słabo zaznaczone stany zapalne skóry, także w profilaktyce grzybicy, alternatywa dla farmakopealnej 10% maści bornej (FP IV), łatwiejszy w aplikacji.

Sposób wykonania: Zmikronizowany kwas borowy zawiesić w podłożu.

Przewlekłe stany zapalne

Rp.

Prednisoloni	0,25 do 0,5
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1-2 x dziennie

Wskazania: przewlekłe stany zapalne skóry, zwłaszcza o przebiegu bliznowaciejącym, idiopatyczne stany zapalne skóry, ostry wyprysk kontaktowy.

Sposób wykonania: Prednizolon zawiesić w Oleogelu przy użyciu miksera recepturowego (na obrotach 3-4).

Trądzik

Rp.

Erythromycini	2,5
Paraffini liquidi	3,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie

Wskazania: trądzik pospolity, szczególnie formy zapalne z obecnością elementów grudkowych i krostkowych.

Sposób wykonania: Erytromycynę zlewigować parafiną ciekłą i zawiesić w Oleogelu.

Łuszczyca

Rp.

Acidi salicylici	5,0 do 10,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie

Wskazania: Łuszczyca, łojotokowe zapalenie skóry, niektóre hiperkeratozy.

Sposób wykonania: Zmikronizowany kwas salicylowy zawiesić w Oleogelu.

Łuszczyca

Rp.

Dithranoli	0,125 do 2,0
Acidi salicylici	1,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 1 x dziennie, w zależności od z astosowanego stężenia, od 10 minut do 2 godz.

Sposób wykonania: Zmikronizowane surowce zawiesić w podłożu.

Prezentowane składy leków recepturowych są przykładem możliwości technologicznych postaci leku wykonywanego w zakresie receptury aptecznej. Ostateczną decyzję na temat: składu, stężenia substancji, dawkowania u pacjenta podejmuje lekarz na podstawie swojej wiedzy i doświadczenia.

Świąd

Rp.

Benzocaini	10,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Wskazania: świąd, ostre i przewlekłe choroby skóry przebiegające ze świądem, stany przebiegające z pokrzywką, także w odczynach alergicznych (opcjonalnie do składu można dodać hydrokortyzon bądź prednizolon).

Sposób wykonania: Zmikronizowaną benzokainę zawiesić w Oleogelu (w moździerzu lub przy użyciu miksera recepturowego na średnich „4-5” obrotach).

Zakażenia skóry

Rp.

Metronidazoli	3,0
Ichthammoli	
Lanolini	aa 2,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Wskazania: mieszane zakażenia skóry, z towarzyszącą czyszczalnością, zakażenie skóry beztlenowcami.

Sposób wykonania: Zmikronizowany metronidazol oraz wstępnie wymieszany ichtammol z lanoliną wprowadzić do Oleogelu.

Odżywienie skóry

Rp.

Vit. A	500 000 j.m.
Vit. E puri	5,0
Linomag liquid	8,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Wskazania: zaniki skóry, wypryskowe przewlekłe zapalenie skóry, pomocnicze w łuszczycy, rumień guzowaty, odżywienie skóry w fazie pozapalnej.

Sposób wykonania: Wszystkie składniki wprowadzić do podłoża i wymieszać.

Odżywienie skóry

Rp.

Vit. A+D3	3,0
Vit. E puri	2,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2-3 x dziennie

Wskazania: preparat natłuszczająco-ochronny, regeneracyjny.

Sposób wykonania: Zmieszać surowce z podłożem.

Grzybica

Rp.

Sulfuris praecipitati	15,0
Acidi borici plv.	8,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. gelatum	

D.S. 2 x dziennie

Sposób wykonania: Zmikronizowane surowce zawiesić w podłożu.

Infekcje bakteryjne sromu

Rp.

Clindamycini hydrochloridi	1,0
Hydrocortisoni	0,5
Benzocaini	3,0
Cholesteroli	2,0
Aquae purificatae	30,0
Oleogeli	ad 100,0
M.f. cremor	

D.S. zewnętrźnie 1-2 x dziennie na srom

UWAGA! Stopić Oleogel z cholesterolem

Oleogel

Surowiec farmaceutyczny przeznaczony do sporządzania leków recepturowych i aptecznych. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu **30051**

Zastosowanie Oleogelu wskazane jest w leczeniu: **stanów zapalnych** skóry również na podłożu alergicznym, **zakażeń** skóry, **świądu** oraz schorzeń spowodowanych nieprawidłową syntezą lipidów.

W szczególności przeznaczone jest dla skóry przesuszonej i szorstkiej, **niszczącej również długotrwałym stosowaniem środków odkażających.**

Jest podłożem zgodnym fizykochemicznie z surowcami farmaceutycznymi.

Zalety preparatu wykonanego z użyciem podłoża Oleogel:

- wygodny przy aplikacji, bardzo wydajny, przyjemny po naniesieniu, tłusty ale lekki żel,
- poprawia nawilżenie i elastyczność skóry poprzez zmiękczenie naskórka,
- **poprawia efektywność terapii poprzez zwiększoną penetrację hydrofobowych substancji czynnych przez warstwę rogową skóry,**
- nowoczesna alternatywa dla podłoży wazelinowych,
- możliwe jest sporządzanie różnych rodzajów maści:

- „oleożele - roztwory” z kamforą, mentolem, salicylanem metylu, tymolem;
- „oleożele - zawiesiny” z hydrokortyzonem, prednizolonem, kwasem salicylowym, ditanolem, metronidazolem, antybiotykami, z substancjami miejscowo znieczulającymi np. benzokainą, chlorowodorkiem prokainy;
- układy emulsyjne, np. roztwór mocznika (w ograniczonym zakresie stężeń, do 5%);
- układy wielofazowe, np. z ichtamolem, witaminami.

Podmiot odpowiedzialny:



Actifarm sp. z o.o.
Ul. Zajęcza 15
00-351 Warszawa
Tel.: +48 22 212 89 89

Oddział Kraków
ul. Bociana 22a
31-231 Kraków

Dział sprzedaży:
m: +48 513 463 570
fax: + 48 22 212 87 16
zamowienia@actifarm.pl
biuro@actifarm.pl

www.actifarm.pl



Obserwuj nas

